

RSDL（ぬぐい取り除染剤）の使用法

1. 名称 RSDL (Reactive Skin Decontamination Lotion)

2. 除染の対象物質

化学剤	有機リン系農薬
タブン (GA)	パラチオン
サリン (GB)	パラオクソン
ソマン (GD)	メチルパラチオン
シクロサリン (GF)	メチルパラオクソン
VX	マラチオン (マラソン)
マスタード (HD)	マラオクソン
T-2 トキシン	クロルピリホス

3. 成分・包装容量

成分：Dekon139、2,3-ブタジエンモノオキシム (DAM)

(溶剤) ポリエチレングリコールモノメチルエーテル (MPEG)、水

包装容量：42mL (スポンジ含浸)

1枚で前腕部、手首、顔とマスクの内面を除染することができる

4. 効果

RSDLを含んだスポンジで拭くことにより汚染物質を取り除くとともに、RSDL溶液が汚染物質と反応し中和する。中和反応は2分以内に完了する。

5. 使用方法

- ①汚染部位を確認する。
- ②切り込み部分からパッケージを破って開ける。
- ③スポンジを取り出し、汚染した皮膚を拭き取る。
- ④時間が許せば、水洗する。
- ⑤スポンジとパッケージを廃棄する。再利用はしない。



6. 使用上の注意

- ・ 眼や粘膜、損傷皮膚への使用は避けること。
- ・ 緊急の状況では、RSDL をすぐに皮膚から除去する必要はないが、安全が確保されれば速やかに水洗すること。
- ・ 妊婦への使用は、必要不可欠な場合に限る。
- ・ 次亜塩素酸塩により酸化されるため、保管、使用、廃棄時には次亜塩素酸塩と接触しないよう注意すること。

7. 毒性・応急手当

毒性

- ・ 眼、皮膚への刺激性あり

応急手当

- ・ 眼 : 水洗する
- ・ 経皮 : 石鹼と水で洗う
- ・ 吸入 : 新鮮な空気のもとへ移動させる
- ・ 経口 : 特異的な応急手当はない

8. 保存方法

- ・ 直射日光の当たらない、15°C~30°Cの風通しの良い乾燥した場所に保管
- ・ 使用期限 5 年

